

助聽器夏季防潮全攻略

台灣氣候夏季潮濕高溫，多雨，針對這樣的居住環境，巨泉助聽器提供以下幾點關於助聽器養護方面的建議：

- 1 在夏季多雨潮濕的環境中或運動出汗後，要及時將助聽器放入乾燥盒內，並請避免淋雨（防水助聽器除外）。尤其當氣候多變潮濕，夜間不使用時需將助聽器放於乾燥盒中乾燥。這樣有助於清除助聽器內部的潮濕和汗水，延長助聽器使用壽命。
- 2 一旦助聽器淋雨或受了潮，切勿用微波爐、烤箱等烘乾設備烘烤，同樣也不要將助聽器置於烈日下曝曬，助聽器屬於電子類器件，這樣做很容易損壞助聽器內部元件，請將機器帶回助聽器公司，由專業維修師傅為您處理助聽器的問題。
- 3 在台灣如此潮濕溫熱的環境，耳道及皮膚汗液的蒸發，或體內的熱氣都可能影響助聽器的使用，所以要養成每天清潔助聽器的習慣，可用我們提供的毛刷刷去可能堵在麥克風聲輸入口、傳聲孔、通氣孔、電池蓋的灰塵及耳垢，然後用軟布輕輕擦拭助聽器。
- 4 避免將助聽器浸入任何液體中，在游泳和洗頭洗澡前應取下助聽器。游完泳或洗完頭後，盡量用毛巾，紙巾等擦乾耳道，然後再戴上助聽器。
- 5 請勿用潮濕的手調整助聽器音量或更換電池。
- 6 請勿用清潔劑或化學物品擦拭助聽器。
- 7 如果長時間不使用助聽器，應打開電池蓋（意同關閉電源），避免電力耗損。同時還應避免陽光直射助聽器，應將機器及電池置於低溫、乾燥的地方。
- 8 定期對助聽器進行清潔保養，時間一般為半年至一年左右，適當的保養助聽器有效延長助聽器的使用壽命。



巨泉助聽器

www.goldenday.com.tw