

助聽器日常保養的幾點注意事項

電池

- 1 電池要用助聽器專用鋅空(Zinc Air)電池，不要隨使用無品質保證或者一般水銀電池。
- 2 助聽器不用時電池要取出來，避免耗電。每天檢查電池，如果變色，會電池流出液體，立即停用並更換新的電池。
- 3 在為助聽器裝上或拿下電池的時候，要注意方向和力度。避免損壞電池蓋或電池本身。

保持乾燥

- 1 每天睡覺前取下助聽器，放入專用的除濕罐或除濕盒進行除濕。除濕的目的是防止汗水或濕氣進入助聽器，造成腐蝕內部電路造成故障。
- 2 平時用的時候，盡量避免汗水雨水進入麥克風入口或流入聆聽模式開關內部電路。以免麥克風受潮，程序開關短路，造成故障。

注意防塵

- 1 用乾淨的手去開闔助聽器電池蓋或按聆聽模式按鈕，可用乾淨的軟布注意外殼的擦拭，可用棉花棒輕擦，一般不要用任何溶劑或者水。
- 2 導聲管時間長了有時候會有耳垢堵塞，能除去就除去，不能除去就換掉，或帶回助聽器公司請專業人員協助清潔保養。



巨泉助聽器

www.goldenday.com.tw